



# Coag2D

## EL COAGULÓMETRO ÓPTICO MÁS VERSÁTIL DE 2 CANALES, AL ALCANCE DE SU MANO

Diseño compacto  
Apto para realizar pruebas de Dímero D y AT-III  
Listo para realizar pruebas cromógenas y  
turbidimétricas de coagulación



# Coag 2D

## ESPECIFICACIONES DEL COAGULÓMETRO COAG 2D

### Características del Equipo:

- 2 canales de medición independientes
- 2 posiciones para reactivos (2mL, 5 mL)
- 4 posiciones de incubación
- Pruebas de detección de coagulación
- Medición cuantitativa de Dímero d (Sólo con equipo Coag 2D Plus)
- Medición de actividad de AT-III (Sólo con equipo Coag 2D Plus)
- Característica QC
- Admite aplicación de Curva de Calibración Maestra
- Libre de mantenimiento
- Capacidad de almacenaje expandible
- Almacena hasta 1000 resultados
- Permite conectividad con software para manejo de datos Coag Data

### Elementos del Sistema

- 2 posiciones para reactivos con termostato y barra agitadora magnética
- Pantalla táctil LCD a color
- Interfaz para usuario innovadora
- Ocupa poco espacio, compacto, fácil de operar
- Detección de longitud de onda a 640 nm
- Detección de onda a 405 nm y 570 nm (Sólo con Coag 2D PLUS)



**EUROPE**  
Diagon Ltd. - Hungary  
1047 Budapest, Baross u. 48-52.  
tel.: (+36 1) 369 6500  
fax: (+36 1) 369 6301  
e-mail: [diagon@diagon.com](mailto:diagon@diagon.com)

[www.diagon.com](http://www.diagon.com)

**SOUTH AMERICA**  
DIAGON Ltda. - Brasil  
Av. Joaquim José Diniz, 787  
CEP 31910-520  
Bairro Fernão Dias  
Belo Horizonte/MG  
Brasil  
Tel: (+55 31) 3488 6777  
Fax: (+55 31) 3488 6778  
e-mail: [diagon@diagon.com.br](mailto:diagon@diagon.com.br)  
[www.diagon.com.br](http://www.diagon.com.br)

**ASIA**  
PT. Inti Diagonama Selaras - Indonesia  
Perkantoran Plaza Pasifik A3/59 -  
Jl. Raya Boulevard Barat  
Kelapa Gading Permal Jakarta 14250  
Indonesia  
tel.: (+62 21) 458 40649, 458 40650  
fax: (+62 21) 458 45024  
e-mail: [dsu@centrin.net.id](mailto:dsu@centrin.net.id)

