



# Coag L

## EL NUEVO COAGULÓMETRO AUTOMATIZADO PARA LABORATORIOS

**4 Canales, 100 pruebas PT/hora**  
**Acceso aleatorio continuo**  
**Pruebas de coagulación, cromógenas e inmunológicas**



# Coag L

## EQUIPO DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO

### Características del Equipo:

- 4 canales de medición independientes con longitud de onda dual
- 14+4 posiciones refrigeradas para reactivos, 10 para muestras y 5 STAT
- Pruebas ópticas de coagulación, cromógenas e inmunológicas
- Función de repetición automática refleja
- Capacidad: 100 pruebas de PT/hora.
- Aplicación de código de barras para Curva de calibración Maestra
- Capacidad walkaway de 60 muestras/600 cubetas
- Libre de mantenimiento

### Elementos del Sistema (Hardware)

- Pantalla táctil LCD a color
- Capacidad de almacenar hasta 600 cubetas en tablero
- Sistema de transporte de cubetas único
- Conexión por interfaz LIS host
- Detección de onda a 570 nm y 640 nm.

### Elementos del programa (Software)

- Interfaz de usuario innovadora
- Menú QC inteligente



EUROPE  
Diagon Ltd. - Hungary  
1047 Budapest, Baross u. 48-52.  
tel.: (+36 1) 369 6500  
fax: (+36 1) 369 6301  
e-mail: [diagon@diagon.com](mailto:diagon@diagon.com)

[www.diagon.com](http://www.diagon.com)



Coag L V1.1 2014.10.18

27/10/14 11:11